

## BagMixer® 400 CC

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 024 230 (100-240 V~)



Certification :



Fabrication :



BagMixer® 400 CC malaxe efficacement tout type d'échantillon dans tous les types de sacs, sans risque de contaminations croisées. L'échantillon homogénéisé est représentatif de la contamination globale de l'échantillon et prêt pour l'analyse. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. BagMixer® 400 CC est équipé du système de pales déclipables Click & Clean® (breveté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage. La porte vitrée permet un contrôle rapide du malaxage en cours.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Écran digital multifonction
- Moteur brushless silencieux
- Porte vitrée
- Ouverture de la porte à 270°
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Bac de sécurité
  
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 400 mL
- Vitesse variable (4 - 6 - 8 - 10 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞ / compte à rebours)
  
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T3.15A L 250V 5x20 mm
- Puissance max : 55 W
  
- Indice de protection : 21
- Dimensions (l x p x h) : 27 x 42,1 x 26,6 cm, poids net : 16,1 kg
- Emballage (l x p x h) : 49 x 34,5 x 37 cm, poids brut : 19,2 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Porte vitrée garantie à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
  
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

## LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité/carte de garantie
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

### PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61  
[info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

### FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770  
[sales.germany@interscience.com](mailto:sales.germany@interscience.com)

### BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007  
[sales.usa@intersciencelab.com](mailto:sales.usa@intersciencelab.com)

### SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642  
[sales.china@interscience.cn](mailto:sales.china@interscience.cn)

### SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232  
[sales.asia@interscience.com](mailto:sales.asia@interscience.com)

### TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715  
[sales.japan@interscience.com](mailto:sales.japan@interscience.com)