

BagMixer® 400 SW

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 025 100 (100-240 V~)



VITRE
GARANTIE
À VIE

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

GARANTIE
3
ANS

Certification :



Fabrication :



BagMixer® 400 SW est un malaxeur de laboratoire silencieux adapté à tout type d'application. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. BagMixer® 400 SW est équipé du système LightCode qui indique la fin du processus de malaxage. Un capteur de fuite, LiquidSensor, avertit l'utilisateur et stoppe le malaxage en cas de fuite.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Coque tout acier inox 304L
- Caisson insonorisé
- Moteur brushless super silencieux
- Ecran digital multifonction
- Chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile
- Porte double vitrage
- Poignée ambidextre
- **Système TotalAccess** : ouverture à plat de la porte pour accès total à la chambre de malaxage (breveté)
- Fermeture Q-Tight® : 250 kg de pression pour éviter les fuites par le haut
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Bac de sécurité intégré
- Pieds Paulstra™ : grande stabilité pendant le malaxage / ne marquent pas la paillasse

- Malaxage silencieux : moins de 48 dB
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 400 mL
- Vitesse variable (4 - 6 - 8 - 10 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞/ compte à rebours)

- Système LightCode : Vert (prêt), Orange (en cours de malaxage), Rouge (fuite détectée)
- Éclairage LED blanches dans la chambre de malaxage
- EnergySaver : 50% de consommation d'énergie en moins avec le moteur Brushless
- Fonction Auto Sleep : passe en mode veille au bout de 30 mn d'inactivité
- LiquidSensor : signal lumineux et arrêt immédiat du malaxage en cas de fuite (Breveté)

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Fusibles : T 3.15A L 250 V 5x20 mm
- Puissance max : 55 W

interscience

- Indice de protection : 31
 - Dimensions (l x p x h) : 27,6 x 45,9 x 35,7 cm, poids net : 24,7 kg
 - Emballage (l x p x h) : 56 x 41 x 50 cm, poids brut : 28,9 kg
 - Garantie 3 ans
 - Amortisseurs garantis à vie
 - Vitre garantie à vie
 - Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
-
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
 - Fabrication CE, RoHS, WEEE
 - Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 bac de sécurité intégré
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité / carte de garantie
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs