

BagMixer® 400 W

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 022 000 (100-127 V~ / 220-240 V~)

Réf. 022 230 (220-240 V~)



Certification :



Fabrication :



BagMixer® 400 W malaxe efficacement tout type d'échantillons dans tous les types de sacs, sans aucun risque de contamination. La porte vitrée permet un contrôle rapide du malaxage en cours.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304 L
- Porte vitrée
- Ouverture de la porte à 270°
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Bac de sécurité

- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 400 mL
- Vitesse fixe (8 coups/s)
- Durée réglable (30 - 210 s ou ∞)

- Tension et fréquence d'alimentation
Réf. 022 000 : 110-127 V ~ / 220-240 V ~ 50-60 Hz
Réf. 022 230 : 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Fusibles
Réf. 022 000 : T 3.15A L 250 V / T1.25A L 250 V 5x20 mm
Réf. 022 230 : T 1.25A L 250 V 5x20 mm
- Puissance max : 135 W

- Indice de protection : IP21
- Dimensions (l x p x h) : 26,8 x 44,1 x 28,3 cm, poids net : 16,6 kg
- Emballage (l x p x h) : 49 x 34,5 x 37 cm, poids brut : 19,7 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Porte vitrée garantie à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité / carte de garantie
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs